


ANLEITUNG ZUM INSULINSPRITZEN

1. Aufsätzen der Pen-Nadel.
2. Äußere und innere Kappe entfernen.
3. Funktionskontrolle- 2IE.
4. Insulindosis einstellen.
5. Eine Hautfalte bilden und die Pen-Nadel in die Hautfalte einführen. Das Insulin langsam injizieren (bis der Zeiger auf 0 runter ist) und 10 Sekunden warten.
6. Die Hautfalte loslassen und die Pen-Nadel entfernen – **die Nadel nur 1-mal verwenden!!!**
7. Die gespritzten Insulineinheiten dokumentieren.



**Spritzstellen
immer
wechseln!**